

Monitor Connex Spot

Descubre el monitoreo integral —desde la captura básica de signos vitales hasta la puntuación de alerta temprana y el monitoreo de intervalos— en una solución sencilla, segura y conectada.

Ayuda a mejorar la productividad y los resultados de los pacientes al capturar un conjunto completo de signos vitales en menos de un minuto. Con una pantalla táctil vívida y fácil de usar, el monitor Connex Spot proporciona las mediciones precisas de los signos vitales que necesitas, incluido el promedio de la presión arterial, la puntuación personalizada y la verificación puntual o el monitoreo de intervalos. Y con la conectividad segura a RME, puedes enviar datos vitales directamente desde la cabecera del paciente a la historia clínica —lo que reduce la entrada manual de datos para ayudar a minimizar los errores y poder pasar más tiempo con los pacientes.

Adáptate a las necesidades de tu instalación con un diseño actualizable y configuraciones personalizadas. Ayuda a identificar y responder a los signos de deterioro del paciente más pronto con las puntuaciones de alerta temprana. Aprovecha el promedio de presión arterial para detectar con seguridad la hipertensión. Y elige entre múltiples opciones de montaje y movilidad, termómetros y oxímetros de pulso líderes en la industria, junto con tu método de conectividad preferido.



Características

- Diseñado teniendo en cuenta los resultados del paciente
- Mide la presión arterial en solo 15 segundos con la tecnología SureBP
- Ayuda a garantizar una detección precisa de la hipertensión mediante el promedio de presión arterial
- Elije el termómetro SureTemp Plus o el termómetro Braun ThermoScan PRO 6000
- Captura la oximetría de pulso con Masimo, Nellcor o Nonin SpO2
- Controla la frecuencia respiratoria con la tecnología Masimo RRp
- Conéctate a tu RME con WiFi, Ethernet, Bluetooth o Bluetooth Low Energy
- Accede de forma rápida y segura a un dispositivo con un inicio de sesión único (que incluye integración de Imprivata)
- Mide la altura, el peso y el IMC con las básculas Scale-Tronix, Detecto, Health o meter o SECA
- Ayuda a identificar signos de deterioro del paciente con los puntajes de advertencia temprana automatizada
- Personaliza el flujo de trabajo para documentar las observaciones de los pacientes y los modificadores de los signos vitales
- Satisface tus necesidades de flujo de trabajo con soportes móviles, soportes de pared y sistemas de examen integrados
- Protege la información de los pacientes con el cifrado de datos y las funciones de seguridad adicionales aprobadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD)





Sencillo:

La pantalla táctil en color está diseñada para ofrecer simplicidad y facilidad de uso

Seguro:

Las funciones de seguridad y cifrado de datos están aprobadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos




Conectado:

Envía los datos del paciente a tu RME desde la cabecera para mejorar la precisión.

Preciso:

Nuestro algoritmo de PA captura lecturas precisas a pesar del movimiento del paciente



¿Está evaluando manualmente la frecuencia respiratoria?

La frecuencia respiratoria de control puntual ahora está al alcance de tu mano. Automatiza tu flujo de trabajo para estandarizar protocolos y evitar errores de transcripción agregando el sensor Masimo RRp a tu monitor Connex Spot.



CONEXIÓN CON LOS SIGNOS VITALES DEL PACIENTE

Los datos que necesitas, cuando los necesitas

Reduce los errores de entrada de datos manual y aprovecha al máximo tu infraestructura de conectividad enviando los datos vitales del paciente directamente a tu RME. Además de optimizar tu flujo de trabajo, la conectividad RME brinda acceso inmediato a la información precisa que tu equipo necesita para tomar decisiones de atención informadas. Y con funciones de seguridad mejoradas como el cifrado de datos, el inicio de sesión único y la autenticación de dispositivos/servidor, puedes estar seguro de que los datos de tus pacientes y tu red están seguros.