

# SCHILLER

5489-087345


Hugh Brian | 64 years | Male

60  /min

## CARDIOVIT FT-1

Máximo rendimiento en un electrocardiógrafo compacto

LP 150Hz




LP 150Hz, AC 50Hz

1  2  3 

Rhythm

Manu



**SCHILLER**  
The Art of Diagnostics

# CARDIOVIT FT-1

Para usuarios que valoran la tecnología más avanzada:

- Toda la potencia y flexibilidad en un ECG portátil
- Comunicación Wi-Fi bidireccional rápida y segura
- Calidad de señal excelente para ECG pediátrico y de adultos

## DISEÑO ÚNICO

El CARDIOVIT FT-1 es un aparato ultraportátil que pesa poco más de un kilo, batería incluida.

La pantalla multitáctil de 8 pulgadas y alta resolución puede manejarse con un sencillo gesto de barrido.

La superficie totalmente plana y cerrada del aparato es muy fácil de limpiar y sumamente higiénica.

## SIEMPRE CONECTADO

La comunicación bidireccional permite acceder fácilmente a los datos a través de una lista de trabajo o PDQ y la transmisión rápida de informes de ECG a los sistemas EMR/HIS. La conectividad WiFi con protocolo empresarial, así como LAN estándar, junto con la revisión del ECG en pantalla y una gran memoria, permiten trabajar sin papel de forma segura y ahorrar costes.


**SCHILLER LINK:** Software fácil de usar para importar los datos del paciente desde el sistema EMR y exportar informes personalizados en PDF directamente al PC.

## DIAGNÓSTICOS EXTRAORDINARIAMENTE PRECISOS

En el CARDIOVIT FT-1 se han implantado los algoritmos más avanzados de SCHILLER.

**ECG PEDIÁTRICO:** Con una frecuencia de muestreo extraordinariamente elevada y una amplia banda de frecuencias, el CARDIOVIT FT-1 ofrece una calidad de señal óptima que lo convierte en la herramienta ideal para los ECG pediátricos.

**RITMO REPOSO:** El FT-1 registra los 12 canales por 4 minutos máximo. De esta forma se reduce el riesgo de pasar por alto datos de ritmo importantes. Los registros se pueden imprimir, guardar, revisar y transmitir.



## OPCIONAL

**ETM CON ETM DEPORTES:** Uno de los programas de interpretación simultánea de ECG de 12 derivaciones más famosos de la industria para conseguir una calidad y una fiabilidad absolutas.

ETM Deportes es el primer módulo automatizado de interpretación de ECG de atletas basado en los Criterios de Seattle.

**CCAA:** El Culprit Coronary Artery Algorithm de SCHILLER se usa en los servicios de urgencias y fuera del hospital siempre que se necesita tomar una decisión rápida sobre el dolor en el pecho. Localiza el lugar de la obstrucción en la arteria coronaria y el tamaño del área cardíaca en riesgo.




1 La impresora térmica de alta precisión (8 puntos/mm) ha sido diseñada para funcionar sin problemas durante muchos años.

2 El asesor anatómico integrado ayuda a colocar correctamente los electrodos mediante las funciones de ampliación (zoom-in) y rotación para conseguir una visión óptima.

3 Vista general de los 12 canales del ECG que incluye una comprobación de calidad de los electrodos mediante un código de colores.

4 En caso de inversión de los electrodos aparecen inmediatamente advertencias sobre los electrodos mal colocados antes de la adquisición del ECG.



### EN 3 SENCILLOS PASOS

- 1: Introducción o descarga de los datos del paciente.
- 2: Comprobación de la calidad de la señal y realización del ECG.
- 3: Revisión del ECG antes de guardarlo, exportarlo o imprimirlo.

Los usuarios pueden repetir estos pasos cuantas veces quieran.



**Americas**  
SCHILLER Americas Inc.  
Doral, Florida 33172

**North America:**  
Phone +1 786 845 06 20  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schilleramerica.com  
www.schilleramerica.com

**Latin America & Caribbean**  
Phone +1 305 591 11 21  
Fax +1 786 845 06 02  
sales@schillerla.ch  
www.schillerla.ch



**Asia**  
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia  
52200 Kuala Lumpur, Malaysia  
Phone +603 6272 3033  
Fax +603 6272 2030  
sales@schiller.com.my  
www.schiller-asia.com



**Austria**  
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.  
A-4040 Linz  
Phone +43 732 70 99  
Fax +43 732 757 000  
sales@schiller.at  
www.schiller.at



**China**  
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment  
Co.,Ltd.  
100015 Beijing, China  
Phone +86 010 52007020  
Fax +86 010 52007020-8016  
info@schillerchina.com  
www.schillermedical.cn



**Croatia**  
SCHILLER d.o.o.  
10000 Zagreb  
Phone +385 1 309 66 59  
Fax +385 1 309 66 60  
info@schillerzg.hr  
www.schiller.hr



**France**  
SCHILLER Médical  
F-67160 Wissembourg  
Phone +33 3 88 63 36 00  
Fax +33 3 88 63 36 49  
info@schiller.fr  
www.schiller-medical.com



**France (distribution France)**  
SCHILLER France S.A.S.  
F-77608 Bussy St Georges  
Phone +33 1 64 66 50 00  
Fax +33 1 64 66 50 10  
contact@schillerfrance.fr  
www.schiller-france.com



**Germany**  
SCHILLER Medizintechnik GmbH  
D-85622 Feldkirchen b. München  
Phone +49 89 62 99 81 0  
Fax +49 89 609 50 90  
info@schillermed.de  
www.schillermed.de



**Hungary**  
SCHILLER Diamed Ltd.  
H-1141 Budapest  
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491  
Fax +36 1 383 4778  
info@schillerhungary.hu  
www.schillerhungary.hu



**India**  
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.  
Mumbai - 400 059, India  
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141  
Fax +91 22 2920 9142  
sales@schillerindia.com  
www.schillerindia.com



**Poland**  
SCHILLER Poland Sp. z o.o.  
PL-02-729 Warszawa  
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90  
Fax +48 22 843 20 89  
schiller@schiller.pl  
www.schiller.pl



**Russia & C.I.S.**  
AO SCHILLER.RU  
125040 Moscow, Russia  
Phone +7 (495) 970 11 33  
Fax +7 (495) 956 29 10  
mail@schiller.ru  
www.schiller.ru



**Serbia**  
SCHILLER d.o.o.  
11010 Beograd  
Phone +381 11 39 79 508  
Fax +381 11 39 79 518  
info@schiller.rs  
www.schiller.rs



**Slovenia**  
SCHILLER d.o.o.  
2310 Slovenska Bistrica  
Phone +386 2 843 00 56  
Fax +386 2 843 00 57  
info@schiller.si  
www.schiller.si



**Spain**  
SCHILLER ESPAÑA, S.A.  
ES-28232 Las Rozas/Madrid  
Phone +34 91 713 01 76  
Fax +34 91 355 79 33  
schiller@schiller.es  
www.schiller.es



**Switzerland**  
SCHILLER-Reomed AG  
CH-8953 Dietikon  
Phone +41 44 744 30 00  
Fax +41 44 740 37 10  
sales@schiller-reomed.ch  
www.schiller-reomed.ch



**Turkey**  
SCHILLER TÜRKİYE  
Okmeydanı-Sisli - Istanbul  
Phone +90 212 210 8681 (pbx)  
Fax +90 212 210 8684  
info@schiller.com.tr  
www.schiller-turkiye.com



**United Kingdom**  
SCHILLER UK  
Bellshill, ML4 3PR  
Phone +44 1698 744 505  
Fax +44 1698 744 474  
sales@schilleruk.com  
www.schilleruk.com

